

细胞冻存

1、实验试剂：培养基、PBS、终止液、trypsin、冻存液

2、实验材料：培养皿、5mL离心管、移液枪、废液缸、75%酒精、冻存管

3、实验仪器：显微镜、超净台、CO₂培养箱、离心机、吸液泵、37℃恒温水浴箱

4、操作步骤：

1、将有培养细胞的培养皿拿至超净台中，用吸液泵吸去培养基，加2ml左右 PBS，轻微摇动培养基润洗细胞，吸去PBS；

2、向10cm细胞培养皿中加入1 ml左右trypsin，轻微摇动使trypsin浸润所有细胞；

3、放入37℃培养箱中，开始消化并倒计时，消化时间一般为2min；

4、消化过后细胞用2 ml左右终止液终止，通过反复吹打使细胞脱离培养皿底部；

5、收集细胞悬液放置离心机中，室温下800 rpm, 5 min, 离心完全后弃上清液；

6、向弃上清液后的离心管中，加入冷冻保存液1 ml左右，反复吹打使细胞混匀，分装于事先准备好且做有标记的冻存管中，每管分装约500微升左右；

7、放入-80℃冰箱冷冻保存。

5、注意事项：

1、欲冷冻保存的细胞应在生长良好且存活率高的状态下，约为80%-90%致密度。