

## PCR仪器的上机操作：

- 1、打开仪器开关。开关在仪器的屁股那里，左后方向。
- 2、按前面的那个蓝色的开关标志。
- 3、User\_0登录。
- 4、找到B305那个文件夹，按Enter，找到你需要的程序，然后按Enter运营程序。

## 电泳仪的使用：

- 1、打开电泳仪的开关。开关在右侧。
- 2、先按Manual键就可以设定电压了，然后设定完时间再按两次那个，随后找到屏幕上Hour对应的按钮，就可以设定时间了。
- 3、在电泳仪连接电源时正负极红黑一定要对应，即负极-黑色接线，正极-红色接线。
- 4、把凝胶放入电泳液中，要注意有孔的一方要放在电源负极，否则跑电泳会失败的（样品DNA反向跑出凝胶）。
- 5、每块凝胶上都要记得加marker，一般是在第一个孔加marker和在不同组别之间用marker隔开。
- 6、一切就绪后，就可以跑电泳了。按仪器上面的RUN就开始跑电泳了。