

冰冻切片制片实验步骤

一、固定

新鲜组织固定于4%多聚甲醛24h。将组织从固定液取出在通风橱内用手术刀将目的部位组织修平整。

二、脱水

将修切好的组织放入20%的蔗糖溶液内，4℃冰箱脱水组织沉底后转入30%的蔗糖溶液内4℃冰箱脱水沉底。

三、包埋

将脱好水的组织取出用滤纸将表面水稍吸干后切面朝上放于包埋台上，组织周围滴上包埋胶，置于冰冻切片机内速冻包埋。或常温包埋，放-40℃环境冷冻（不推荐）。

四、修片

操作程序：

- 1、用刀片修理包埋组织，修掉边角，尽量切圆，标明组织方向，用包埋胶涂在托盘上
- 2、安装好刀片，调整好切片厚度及切片角度。根据标本的组织类型，确定最佳切片温度。
- 3、将冻好的组织块安装到组织块夹持器上，调整好刀片与组织块之间的角度和距离，调整好防卷板的位置和角度，修片，一点点修至刚刚够到即可
- 4、准备好后，转动切片机旋转轮的手柄进行切片。看样品卷曲程度，调节弹簧，用毛笔轻轻摊开，将切好的切片黏附在载玻片上，室温下自然晾干1-2小时后可根据不同的需要进行固定、染色等制片步骤，也可用锡纸包好后封存于-20℃冰箱中待用。