

提蛋白步骤

（一）组织裂解

用物准备：取冰、EP管、冰盒、酒精、手术刀片、镊子、组织研磨棒、称量纸
具体步骤：

- 1、冰上称取组织30mg左右
- 2、加入RIPA裂解液（300 μ l/孔）、蛋白酶抑制剂PMSF（100：1）、P-inhibitor（100：1）
- 3、使用组织研磨棒研磨
- 4、超声破碎
- 5、4℃，12000rpm离心10min，取上清液

（二）BCA定量

用物准备：标准品（稀释），BCA（A：B=50：1），96孔板

蛋白浓度测定：

- 1、标准品：0、1、2、4、8、12、16、20 μ l，补足PBS至20 μ l，加入200 μ l BCA工作液
- 2、待测蛋白样品用去离子水稀释至适当浓度，取20 μ l样品，加入200 μ l BCA工作液
- 3、振荡混匀，37℃下孵育30min
- 4、酶标仪测定A562nm处吸光度，以不含BSA的吸光值为空白对照
- 5、以蛋白含量为横坐标，吸光值为纵坐标，绘制标准曲线，计算蛋白浓度

（三）蛋白变性

根据计算结果加入loading，95℃下水浴10min