

Transwell

一

- ①将基质胶与预冷的无血清培养基1: 8混合，吹打混匀
- ②吸取60ul混合液垂直加入transwell上室中，均匀平铺在底部
- ③放入培养箱37℃，5%co2培养箱中孵育3h，使基质胶聚合成薄膜
- ④孵育后将上室吸走
- ⑤在每孔中加入100ul无血清培养基后，检查是否有液体穿过进入下室，若无则接种细胞于培养箱放30min，进行基底膜水化

二

- 1 无血清培养基饥饿培养24h
- 2 取汇合度70%-80%的细胞
- 3 消化细胞制作细胞悬液，1000rpm离心3min
- 4 无血清培养基重悬细胞
- 5 进行细胞计数，取2.5*/ml最佳（不同细胞大小和迁移能力不同，可设置浓度5*/mL、2.5*/mL、5*/mL摸索合适的浓度。）

接种细胞

三

1. 水化后的transwell上室液体吸掉
2. 24孔板下室加500ul含10%FBS培养基
3. 将小室置于24孔板内（用镊子）
4. 上室加入200ul细胞悬液
5. 静置15min，避免铺入的细胞在沉降过程中发生聚集
6. 将24孔板放入培养箱培养48h
7. 取出小室，吸走培养基（上+下）
8. Pbs洗2次
9. 在24孔板中加入4%多聚甲醛，小室浸入溶液中固定10-15min

四

- 1) 吸走多聚甲醛
- 2) 将小室在盛有pbs的6cm皿中刷洗一遍，注意避免碰到小室底
- 3) 将小室底面浸入1%结晶紫染色10分钟
- 4) 纯净水清洗小室
- 5) 用棉签轻轻擦拭小室，除去未与细胞结合的结晶紫
- 6) 加入少量pbs后，在显微镜下选取五个视野观察细胞并计数，取平均值。