



观察基因鉴定结果方法示意

——以19-3-3结果为例

一、A7基因鉴定



A7纯和（对照）
之在同一直线上显
的即为A7纯和




ip, 杂合是两条


这是条带大小，决
定上下位置，分子
量大的在上面
WT为野生
Flox为纯和

带都有，再根据加样顺序确定序号，然后填写基因鉴定结果表


二、A7-KO鉴定




这种为纯和有KO，总之以出现KO带为准



三、CD4-Cre-2鉴定



四、LYZ鉴定



Trans5K DNA Marker

